

Yokogawa's Rotameter® Preisliste

Schwebekörper-Durchflussmesser Rotameter® – Das Original



Preisliste

Gültig ab April 2010

RGC1 ohne Feinregulierventil, Messrohrlänge: 75mm

Rotameter Katalog - Seite 10



Wasser [l/h]	Bestellnr.	€/Stück	
		1-9 Stück	+10 Stück
0,2-1	RGC1000	80.00	75.00
0,2-2,5	RGC1001	80.00	75.00
0,6-4	RGC1002	80.00	75.00
1-6	RGC1003	80.00	75.00
2-10	RGC1004	80.00	75.00
2-15	RGC1005	80.00	75.00
3-26	RGC1006	80.00	75.00
5-40	RGC1007	80.00	75.00
8-63	RGC1008	80.00	75.00
20-110	RGC1009	80.00	75.00



Luft, 20°C, 1 bar abs. [l/h]	Bestellnr.	€/Stück	
		1-9 Stück	+10 Stück
1,5-16	RGC1020	80.00	75.00
4-40	RGC1021	80.00	75.00
6-65	RGC1022	80.00	75.00
10-100	RGC1023	80.00	75.00
15-160	RGC1024	80.00	75.00
25-250	RGC1025	80.00	75.00
40-400	RGC1026	80.00	75.00
60-630	RGC1027	80.00	75.00
100-1000	RGC1028	80.00	75.00
150-1600	RGC1029	80.00	75.00

RGC1 mit Feinregulierventil, Messrohrlänge: 75mm

Rotameter Katalog - Seite 12

Wasser [l/h]	Bestellnr.	€/Stück	
		1-9 Stück	+10 Stück
0,2-1	RGC1040	95.00	90.00
0,2-2,5	RGC1041	95.00	90.00
0,6-4	RGC1042	95.00	90.00
1-6	RGC1043	95.00	90.00
2-10	RGC1044	95.00	90.00
2-15	RGC1045	95.00	90.00
3-26	RGC1046	95.00	90.00
5-40	RGC1047	95.00	90.00
8-63	RGC1048	95.00	90.00
20-110	RGC1049	95.00	90.00



Luft, 20°C, 1 bar abs. [l/h]	Bestellnr.	€/Stück	
		1-9 Stück	+10 Stück
1,5-16	RGC1060	95.00	90.00
4-40	RGC1061	95.00	90.00
6-65	RGC1062	95.00	90.00
10-100	RGC1063	95.00	90.00
15-160	RGC1064	95.00	90.00
25-250	RGC1065	95.00	90.00
40-400	RGC1066	95.00	90.00
60-630	RGC1067	95.00	90.00
100-1000	RGC1068	95.00	90.00
150-1600	RGC1069	95.00	90.00



RGC1 ohne Feinregulierventil, Messrohrlänge: 150mm

Rotameter Katalog - Seite 14



Wasser [l/h]	Bestellnr.	€/Stück	
		1-9 Stück	+10 Stück
2-25 ml/h	RGC1200	120.00	115.00
6-63 ml/h	RGC1201	120.00	115.00
15 - 160 ml/h	RGC1202	120.00	115.00
20 - 400 ml/h	RGC1203	120.00	115.00
0,05-1	RGC1204	120.00	115.00
0,08-1,6	RGC1205	120.00	115.00
0,2-2,5	RGC1206	120.00	115.00
0,35-3,5	RGC1207	120.00	115.00
0,3-6,3	RGC1208	120.00	115.00
0,5-10	RGC1209	120.00	115.00
0,8-16	RGC1210	120.00	115.00
1,5-25	RGC1211	120.00	115.00
2-40	RGC1212	120.00	115.00
4-63	RGC1213	120.00	115.00



Luft, 20°C, 1 bar abs. [l/h]	Bestellnr.	€/Stück	
		1-9 Stück	+10 Stück
0,2-1,9	RGC1220	120.00	115.00
0,4-4,4	RGC1221	120.00	115.00
1-10	RGC1222	120.00	115.00
1,5-23	RGC1223	120.00	115.00
3-50	RGC1224	120.00	115.00
4-70	RGC1225	120.00	115.00
5-100	RGC1226	120.00	115.00
10-180	RGC1227	120.00	115.00
15-250	RGC1228	120.00	115.00
20-400	RGC1229	120.00	115.00
40-630	RGC1230	120.00	115.00
50-1000	RGC1231	120.00	115.00
100-1600	RGC1232	120.00	115.00
200-2400	RGC1233	120.00	115.00

RGC1 mit Feinregulierventil, Messrohrlänge: 150mm

Rotameter Katalog - Seite 16

Wasser [l/h]	Bestellnr.	€/Stück	
		1-9 Stück	+10 Stück
2-25 ml/h	RGC1240	135.00	130.00
6-63 ml/h	RGC1241	135.00	130.00
15 - 160 ml/h	RGC1242	135.00	130.00
20 - 400 ml/h	RGC1243	135.00	130.00
0,05-1	RGC1244	135.00	130.00
0,08-1,6	RGC1245	135.00	130.00
0,2-2,5	RGC1246	135.00	130.00
0,35-3,5	RGC1247	135.00	130.00
0,3-6,3	RGC1248	135.00	130.00
0,5-10	RGC1249	135.00	130.00
0,8-16	RGC1250	135.00	130.00
1,5-25	RGC1251	135.00	130.00
2-40	RGC1252	135.00	130.00
4-63	RGC1253	135.00	130.00



Luft, 20°C, 1 bar abs. [l/h]	Bestellnr.	€/Stück	
		1-9 Stück	+10 Stück
0,2-1,9	RGC1260	135.00	130.00
0,4-4,4	RGC1261	135.00	130.00
1-10	RGC1262	135.00	130.00
1,5-23	RGC1263	135.00	130.00
3-50	RGC1264	135.00	130.00
4-70	RGC1265	135.00	130.00
5-100	RGC1266	135.00	130.00
10-180	RGC1267	135.00	130.00
15-250	RGC1268	135.00	130.00
20-400	RGC1269	135.00	130.00
40-630	RGC1270	135.00	130.00
50-1000	RGC1271	135.00	130.00
100-1600	RGC1272	135.00	130.00
200-2400	RGC1273	135.00	130.00



RGC2 mit Feinregulierventil, Messrohrlänge: 150mm

Rotameter Katalog - Seite 18



Wasser [l/h]	Bestellnr.	€/Stück	
		1-9 Stück	+10 Stück
2-25 ml/h	RGC2200	240.00	230.00
6-63 ml/h	RGC2201	240.00	230.00
15 - 160 ml/h	RGC2202	240.00	230.00
20 - 400 ml/h	RGC2203	240.00	230.00
0,05-1	RGC2204	240.00	230.00
0,08-1,6	RGC2205	240.00	230.00
0,2-2,5	RGC2206	240.00	230.00
0,35-3,5	RGC2207	240.00	230.00
0,3-6,3	RGC2208	240.00	230.00
0,5-10	RGC2209	240.00	230.00
0,8-16	RGC2210	240.00	230.00
1,5-25	RGC2211	240.00	230.00
2-40	RGC2212	240.00	230.00
4-63	RGC2213	240.00	230.00



Luft, 20°C, 1 bar abs. [l/h]	Bestellnr.	€/Stück	
		1-9 Stück	+10 Stück
0,2-1,9	RGC2220	240.00	230.00
0,4-4,4	RGC2221	240.00	230.00
1-10	RGC2222	240.00	230.00
1,5-23	RGC2223	240.00	230.00
3-50	RGC2224	240.00	230.00
4-70	RGC2225	240.00	230.00
5-100	RGC2226	240.00	230.00
10-180	RGC2227	240.00	230.00
15-250	RGC2228	240.00	230.00
20-400	RGC2229	240.00	230.00
40-630	RGC2230	240.00	230.00
50-1000	RGC2231	240.00	230.00
100-1600	RGC2232	240.00	230.00
200-2400	RGC2233	240.00	230.00

RGC2 mit Feinregulierventil, Messrohrlänge: 300mm

Rotameter Katalog - Seite 20

Wasser [l/h]	Bestellnr.	€/Stück	
		1-9 Stück	+10 Stück
2-25 ml/h	RGC2400	340.00	325.00
6-63 ml/h	RGC2401	340.00	325.00
15 - 160 ml/h	RGC2402	340.00	325.00
20 - 400 ml/h	RGC2403	340.00	325.00
0,05-1	RGC2404	340.00	325.00
0,08-1,6	RGC2405	340.00	325.00
0,2-2,5	RGC2406	340.00	325.00
0,2-4	RGC2407	340.00	325.00
0,3-6,3	RGC2408	340.00	325.00
0,5-10	RGC2409	340.00	325.00
0,8-16	RGC2410	340.00	325.00
1,5-25	RGC2411	340.00	325.00
2-40	RGC2412	340.00	325.00
4-63	RGC2413	340.00	325.00



Luft, 20°C, 1 bar abs. [l/h]	Bestellnr.	€/Stück	
		1-9 Stück	+10 Stück
0,2-1,9	RGC2420	340.00	325.00
0,4-4,4	RGC2421	340.00	325.00
1-10	RGC2422	340.00	325.00
1,5-23	RGC2423	340.00	325.00
3-50	RGC2424	340.00	325.00
4-70	RGC2425	340.00	325.00
5-100	RGC2426	340.00	325.00
10-180	RGC2427	340.00	325.00
15-250	RGC2428	340.00	325.00
20-400	RGC2429	340.00	325.00
40-630	RGC2430	340.00	325.00
50-1000	RGC2431	340.00	325.00
100-1600	RGC2432	340.00	325.00
200-2400	RGC2433	340.00	325.00



RGC3, Messrohrlänge: 300mm

Rotameter Katalog - Seite 22



Wasser [l/h]	Bestellnr.	€/Stück	
		1-9 Stück	+10 Stück
4,0-40	RGC3600	250.00	240.00
6,3-63	RGC3601	250.00	240.00
10-100	RGC3602	250.00	240.00
16-160	RGC3603	250.00	240.00
25-250	RGC3604	280.00	270.00
40-400	RGC3605	280.00	270.00
63-630	RGC3606	280.00	270.00
100-1000	RGC3607	280.00	270.00
160-1600	RGC3608	375.00	360.00
250-2500	RGC3609	375.00	360.00
400-4000	RGC3610	535.00	510.00
630-6300	RGC3611	535.00	510.00
1000-10000	RGC3612	535.00	510.00

Luft, 20°C, 1 bar abs. [l/h]	Bestellnr.	€/Stück	
		1-9 Stück	+10 Stück
40-400	RGC3620	250.00	240.00
63-630	RGC3621	250.00	240.00
100-1000	RGC3622	250.00	240.00
160-1600	RGC3623	250.00	240.00
250-2500	RGC3624	280.00	270.00
400-4000	RGC3625	280.00	270.00
630-6300	RGC3626	280.00	270.00
1-10 m³/h	RGC3627	280.00	270.00
1,6-16 m³/h	RGC3628	375.00	360.00
2,5-25 m³/h	RGC3629	375.00	360.00
4-40 m³/h	RGC3630	535.00	510.00
6,3-63 m³/h	RGC3631	535.00	510.00
10-100 m³/h	RGC3632	535.00	510.00

RQC1 ohne Feinregulierventil

Rotameter Katalog - Seite 24

Luft, 20°C, 1 bar abs. [l/h]	Bestellnr.	€/Stück	
		1-9 Stück	+10 Stück
20-180	RQC1000	60.00	50.00
20-250	RQC1001	60.00	50.00
40-400	RQC1002	60.00	50.00
50-630	RQC1003	60.00	50.00
100-1000	RQC1004	60.00	50.00
160-1600	RQC1005	60.00	50.00



Bei größeren Bestellmengen (ab 100 Stück) bieten wir Sonderbedingungen.
Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

RQC1 mit Feinregulierventil

Rotameter Katalog - Seite 26

Luft, 20°C, 1 bar abs. [l/h]	Bestellnr.	€/Stück	
		1-9 Stück	+10 Stück
20-180	RQC1200	80.00	70.00
20-250	RQC1201	80.00	70.00
40-400	RQC1202	80.00	70.00
50-630	RQC1203	80.00	70.00
100-1000	RQC1204	80.00	70.00
160-1600	RQC1205	80.00	70.00



Bei größeren Bestellmengen (ab 100 Stück) bieten wir Sonderbedingungen.
Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung.



Katalog Preisliste

Gültig ab April 2010

Preise & Konditionen

Unsere Preise sind in Euro angegeben und verstehen sich ab Werk, zuzüglich Fracht-, Verpackung- und Versicherungskosten, sowie der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Diese Preisliste verliert ihre Gültigkeit nach Erscheinen einer neuen Preisliste.

Alle Preisangaben sind freibleibend; Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie bei unseren Vertriebsgesellschaften anfordern können.

Technische Änderungen

Wir behalten uns vor, im Zuge der Produktweiterentwicklung, technische Änderungen vorzunehmen.

YOKOGAWA ◆

1909 **ROTA** 2009

**100 Years of Accurate
Flow Measurement**



**The rock foundation
on which you can always rely**

YOKOGAWA ◆

Yokogawa Vertriebsgesellschaften in Europa

Austria

Yokogawa GmbH, Central East Europe
Franzosengraben 1, P.O.B. 27
A-1034 Wien, Austria
Phone: (43)-1-206-34-0
Fax: (43)-1-206-34-800

Belgium

Yokogawa Belgium N.V./S.A.
Minervastraat 16
Zaventem 1930, Belgium
Phone: (32)-2-7195511
Fax: (32)-2-7253499

France

Yokogawa France S.A.S.
17, Rue Paul Dautier, BP 267
78147 Vélizy Villacoublay Cedex,
France
Phone: (33)-1-39261000
Fax: (33)-1-39261030

Yokogawa Deutschland GmbH

Broichhofstr. 7-11
40880 Ratingen, Deutschland
Phone: (49) 2102 4983-0
Fax: (49) 2102 4983-22

Yokogawa Deutschland GmbH CCO Süd

Rheinstraße 8
79664 Wehr, Deutschland
Phone: (49) 7761 567-400
Fax: (49)7761 567-499

Italy

Yokogawa Italia S.r.l.
Via Pelizza da Volpedo 53
20092 Cinisello Balsamo (MI), Italy
Phone: (39)-02-660551
Fax: (39)-02-66011415

Netherlands

Yokogawa Europe B.V.
Yokogawa Europe Solutions B.V.
Euroweg 2, 3825 HD Amersfoort
P.O. Box 163, 3800 AD Amersfoort
The Netherlands
Phone: (31)-88-4641000
Fax: (31)-88-4641111

Spain

Yokogawa Iberia S.A.
C/Lezama 22
28034 Madrid, Spain
Phone: (34)-91-771-3150
Fax: (34)-91-771-3180

United Kingdom

Yokogawa United Kingdom Ltd.
Stuart Road, Manor Park, Runcorn
Cheshire WA7 1TR, United Kingdom
Phone: (44)-1-928-597-100
Fax: (44)-1-928-597-101

www.yokogawa.com/eu
www.rotameter.de

Warenzeichen

Alle Firmen- oder Produktbezeichnungen der Yokogawa Electric Corporation in diesem Bulletin sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Yokogawa Electric Corporation. Alle weiteren Firmen- oder Produktbezeichnungen in diesem Bulletin sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Inhaber.